



# הזנה אנטרלית לכל מעגל החיים ENFit®

MEDICAL מייצגת את קו המוצרים המתקדמים ביותר להזנה אנטרלית

## המטרה:

הפחתת הסיכון לטעויות במתן הזנה אנטרלית, תוך יצירת סביבה אופטימאלית ובטוחה למטופל, ומתן דגש על נוחות הצוות המטפל. זהו מאמץ עולמי, בו ניווד מטופלים הוא נושא קריטי, כאשר המענה הוא שימוש במערכת אחת, בכדי לקיים המשכיות טיפול, להקטין סיכונים למטופל, ולהבטיח נוחות שימוש למטפל.

## מהו ENFit?

המונח המקצועי של מחבר המיועד לתת פתרון להזנה אנטרלית: ב-ENFit מחבר הנקבה הוא בצד ה"נותן" של המערכת. מחבר הזכר הוא בצד "המקבל" של המערכת (המטופל), ההיפך מהמערכת המקובלת כיום. הבחירה באוריינטציה זו נעשתה, בהתבסס על הניסיון של הסוכנות הבריטית הלאומית לבטיחות המטופל (NPSA), בשימוש באוריינטציה הפוכה בהתקנים אנטרליים - השימוש ב-ENFit מביא להורדת הסיכון של מתן תרופות אוראליות ואנטרליות בדרך השגויה. מחבר זה בתצורה ההפוכה מאומץ ומקובל בצורה נרחבת ע"י הקהילות הקליניות בבריטניה במשך כמעט עשור.

## חיבור תקין של זונדה ENFit:

כל מה שנחוץ הוא 1/4 סיבוב - סגירה נכונה  
▶ תספק אטימה טובה ותאפשר פתיחה קלה של החיבור



## מערכת ה-ENFit כוללת:

- ▶ זונדות בגדלים שונים F 4-14
- ▶ מזרקים ייעודיים בגדלים שונים  
0.5 מ"ל / 1 מ"ל / 2.5 מ"ל / 5 מ"ל / 10 מ"ל / 20 מ"ל / 50 מ"ל
- ▶ המזרקים במינונים הנמוכים  
0.5 מ"ל / 1 מ"ל / 2.5 מ"ל / 5 מ"ל
- ▶ נקראים: Low Dose Tip LDT

▶ אביזרים רוקחיים